


Digital Thermometer Instructions – Model DT-105



Congratulations on your purchase of this A&D Medical Digital Fast Read Flex Tip Thermometer. Please read the instructions carefully to ensure accurate temperatures and safe operation. When used properly, this high quality product will give you years of accurate, dependable service.


INDICATIONS FOR USE

The digital thermometer provides a quick and highly accurate reading of an individual's body temperature. The digital thermometer is intended to measure the human body's temperature in regular mode orally, rectally or under the arm, and the device is reusable for clinical or home use on people of all ages.

SAFETY INFORMATION

- ☞ High, prolonged fever requires medical attention (over 100.0°F or 37.8°C) for young children. In case of high readings, please contact your physician.
- ☞ Do not allow children to take their temperature unattended.
- ☞ Read the enclosed instructions carefully to ensure accurate temperature readings.
- ☞ Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking, and technique.
- ☞ Do not allow children to walk or run during temperature taking. This could present a choking hazard.
- ☞ Oral, underarm, and rectal temperatures vary by approximately 1°F (0.5°C).

SPECIAL PRODUCT FEATURES

- Memory feature: automatic recall of last temperature reading.
- Beeps when peak temperature is reached.
- Auto-Off in approximately 10 minutes.
- Thermometer is waterproof.
- Long-life, replaceable battery (approximately 3,000 temperatures).
- Low Battery Indicator “”.
- Oral, Rectal or Underarm use.

HOW TO CARE FOR THIS PRODUCT

- The thermometer should be cleaned after every use even when probe covers are used.
- Clean the thermometer tip and probe using isopropyl alcohol or soap and water.
- Do not boil the thermometer.
- Store the unit in the protective case while not in use.

- Do not store or keep in direct sunlight, or in high temperatures.
- Do not open the thermometer except to replace the battery.
- Do not drop the thermometer, as this may break the unit.
- Do not attempt to disassemble the unit except to replace the battery.

WHAT IS A “NORMAL” TEMPERATURE?

Temperature readings vary among individuals. A normal temperature refers to each individual's average temperature while they are well. Normal average temperatures range from 97°F/36.1°C to 100°F/37.7°C when taken orally. A rectal temperature is considered your real or “core” body temperature. A rectal temperature is 1°F/0.5°C higher than an oral reading and an underarm temperature is 1°F/0.5°C lower than an oral reading.

HOW TO TAKE TEMPERATURE

1. Select oral, underarm or rectal as your measurement site (see following instructions).
2. Push the ON/OFF button. The thermometer will beep and the display will show all symbols. This is a function check indicating the unit is working properly. If a previous reading is stored in memory, the thermometer will display the last temperature for two seconds. The thermometer is ready for measurement. Begin measurement.
3. When the °F/°C symbol stops flashing and the thermometer will beep for approximately 10 seconds indicating the temperature measurement is complete.
4. Read and record the temperature and time for reference. The reading will automatically be stored in the memory until another reading is taken or the batteries are removed from the thermometer.
5. Push the ON/OFF button to turn the unit off. If you do not turn the unit off, it will shut off automatically in approximately 10 minutes.

NOTE: If measured temperature is less than 90° F (32.2° C), the LCD will display “Lo”. If higher than 109.9° F (42.9° C), “Hi” will be displayed.


ORAL USE

- Do not drink hot or cold fluids, exercise, smoke or perform other activities that raise or lower temperature directly prior to taking reading.
- The mouth should remain closed up to 5 minutes before attempting a reading.
- Place the probe tip well under the tongue in locations as indicated by the “✓” (see diagram). Instruct children not to bite down on the probe.
- The approximate measurement time is 10 seconds. Opening the mouth or improper placement of the probe tip may result in a longer time for a reading.



UNDERARM (AUXILIARY) USE

- From a medical point of view, this method will always give an inaccurate reading and should not be used if a precise measurement is required.
- Wipe underarm with a dry towel.
- Place probe tip in armpit and bring arm down against the body. The measuring sensor should be pointing upward parallel to the arm.
- The approximate measurement time may be 20 seconds or longer depending on the placement of the probe and closure of the arm against the body.



RECTAL USE

- Commonly used for babies, young children or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.

- After placing the probe cover on the thermometer, lubricate with a water-soluble jelly such as K-Y Jelly®.
- Gently insert the probe tip no more than 1/2 inch or 1.3 cm into the rectum. Do not force the tip into the rectum if resistance is encountered.
- Wash the thermometer as recommended.
- Approximate measurement time is 8 to 10 seconds.
- Once used rectally, the thermometer should not be used orally for sanitary reasons.


CLEANING INSTRUCTIONS


Wash the area extending about 2” from the tip with warm, soapy water after each use and dry thoroughly.

OR

Wipe the area extending about 2” from the tip with 70% isopropyl alcohol after each use.

CHANGING THE BATTERY

When the “” appears and blinks, the battery needs to be replaced. Make sure you use the same type of battery and proceed as follows: Remove battery compartment lid. Use a non metal probe to remove battery. Insert new equivalent battery type (1.5V or LR41). Ensure battery is correctly positioned with the “+” facing up. Carefully replace the battery compartment lid. Properly dispose of the battery, keeping it from small children and heat.



CHANGING BETWEEN FAHRENHEIT & CELSIUS

1. With the unit off, press and hold the ON/OFF button for approximately 4 seconds to change the current setting.
2. To convert results shown in F° to Celsius (C°) use the following equation:
 $C^{\circ} = 5/9 \times (F^{\circ} - 32)$
3. Here is a helpful chart showing some Fahrenheit and Celsius equivalences:

F°	90.0°	92.0°	94.0°	96.0°	98.0°	100.0°	102.0°	104.0°	106.0°	108.0°
C°	32.2°	33.3°	34.4°	35.6°	36.7°	37.8°	38.9°	40.0°	41.1°	42.2°

SPECIFICATIONS

RANGE	89.6°F - 109.2°F (32.0°C - 42.9°C)
ACCURACY MEASUREMENT RANGE	± 0.2°F for 89.6°F to 107.6°F ± 0.4°F less than 89.6°F ± 0.4°F above 107.6°F ± 0.1°C for 32.0°C to 42.0°C ± 0.2°C less than 32.0°C ± 0.2°C above 42.0°C
STORAGE RANGE	14°F to 131°F (-10°C to 55°C) when stored ≤ 95% RH
DISPLAY	0.1°F (0.1°C)
BATTERY	One 1.5V button size battery
BATTERY LIFE	Approximately 200 hours of continuous operation
DIMENSIONS	4.9 x 0.9 x 0.4” (12.4 x 2.4 x 1.1 cm)
WEIGHT	Approximately 12 grams including battery

LEGAL REQUIREMENTS AND GUIDELINES

This product complies with the European Directive for Medical Devices 93/42/EEC and carries the CE mark. The device also complies with the specifications of the European Standard for clinical thermometers-Part 3:

Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device. The CE marking confirms that this is a medical device with a measuring function in the sense of the Medical Devices Act, which has undergone a conformity assessment procedure. A Notified Body confirms that this product fulfills all the appropriate statutory regulations.

COMPLIANCE



Product disposal instructions for electronic devices



The battery in this product complies with the requirements stated in European Directives 2006/66/EEC.



Type B equipment



This device conforms to the European Directive 93/42 EEC for Medical Products.

WARRANTY

A&D Medical warrants to the first retail purchaser that this digital thermometer is free from defects in material and workmanship for two years from date of purchase. This warranty does not cover batteries or damage resulting from improper handling or use. To obtain replacement product, please return the product, freight and insurance prepaid, together with proof of purchase and applicable shipping costs to A&D Medical at the address below. Call the toll-free A&D Medical Health Line at 1-888-726-9966 for shipping costs and further information. At A&D Medical's option, the product will be replaced with a new or refurbished product of equal value. THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. Some states may have laws which amend this warranty.

CONTACT INFORMATION

Our products are designed and manufactured using the latest scientific and technological methods, and offer accurate, easy to use, home monitoring and treatment options. Our full product line includes:


- Digital Blood Pressure Monitors
- Manual Blood Pressure Monitors
- Blood Pressure Cuffs
- Wireless Products
- Personal Health Scales
- Activity Monitors
- Digital Thermometers
- Stethoscopes

This A&D blood pressure product is covered by a two year warranty.

Manufactured for:
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
andmedical.com

Distributed in Canada by:
Auto Control Medical
An A&D Company
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario
L5N 5R8 Canada
LifeSourceCanada.com
1-800-461-0991

Instrucciones Del Termómetro Digital – Modelo DT-105



Felicitaciones por su compra del termómetro digital Flex-Tip de lectura rápida A&D Medical. Para garantizar la medición precisa de temperaturas y un funcionamiento seguro, lea detenidamente las instrucciones. Si se utiliza correctamente, este producto de alta calidad proporcionará años de servicio confiable y preciso.

INDICACIONES PARA EL USO (ALL CAPS)

El termómetro digital proporciona una lectura rápida y altamente precisa de la temperatura corporal de un individuo. El termómetro digital está destinado a medir la temperatura del cuerpo humano en modo regular por vía oral, rectal o debajo del brazo, y el dispositivo es reutilizable para uso clínico o doméstico en personas de todas las edades.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 👉 La fiebre alta y prolongada (superior a 100 °F o 37,8 °C) en niños pequeños requiere atención médica. Si se registran temperaturas elevadas, contacte a su médico.
- 👉 No permita que los niños se tomen la temperatura sin supervisión.
- 👉 Lea cuidadosamente las instrucciones adjuntas para asegurarse de leer en forma correcta la temperatura.
- 👉 Los valores de la temperatura se ven afectados por diversos factores, como el ejercicio, la ingesta de bebidas frías o calientes antes de tomar la temperatura y la técnica que se aplique.
- 👉 No permita que los niños caminen o corran mientras se les toma la temperatura. Podrían ahogarse.
- 👉 La temperatura oral, axilar y rectal varían en aproximadamente un 1 °F (0,5 °C).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

- Memoria: muestra automáticamente la última temperatura registrada.
- Emite un sonido cuando alcanza la temperatura máxima.
- Apagado automático luego de aproximadamente 10 minutos.
- El termómetro es resistente al agua.
- Batería reemplazable de larga duración (aproximadamente 3.000 mediciones).
- Indicador de batería baja “”.
- Uso oral, rectal o axilar.

CÓMO CUIDAR EL PRODUCTO

- Se debe limpiar el termómetro después de cada uso, aún cuando se utilice el dispositivo con las cubiertas puestas.
- Limpie el dispositivo y el extremo del termómetro con alcohol isopropílico o agua y jabón.
- No hierva el termómetro.
- Cuando no lo use, guarde el termómetro en su estuche protector.
- No lo guarde en un lugar expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas.

- Sólo abra el termómetro para reemplazar la batería.
- No deje caer el termómetro, ya que la unidad podría romperse.
- No intente desarmar la unidad salvo para reemplazar la batería.

¿CUÁL ES LA TEMPERATURA “NORMAL”?

La temperatura varía según la persona. La temperatura normal es la temperatura promedio de cada persona mientras se encuentra sano. La temperatura normal promedio varía entre los 97 °F/36,1 °C y 100 °F/37,7 °C cuando se toma en forma oral. La temperatura rectal se considera la temperatura real o “central” del cuerpo. La temperatura rectal es 1 °F/0,5 °C más alta que la temperatura oral y la axilar es 1 °F/0,5 °C más baja que la oral.

CÓMO TOMAR LA TEMPERATURA

1. Elija el lugar de medición: oral, axilar o rectal (consulte las instrucciones a continuación).
2. Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado). El termómetro emitirá un sonido y en la pantalla aparecerán todos los símbolos. Esto es una verificación de las funciones que indica que la unidad funciona correctamente. Si se almacenó una lectura previa en la memoria, el termómetro mostrará la última lectura de temperatura durante dos segundos. El termómetro está listo para la medición. Inicie la medición.
3. Cuando el símbolo °F/°C deja de titilar, el termómetro emitirá un sonido durante aproximadamente 10 segundos, lo que indicará que la medición ha finalizado.
4. Lea y registre la temperatura y la hora como referencia. La lectura se guardará automáticamente en la memoria hasta que se realice otra lectura o se retiren las baterías del termómetro.
5. Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) para apagar la unidad. Si no lo hace, se apagará automáticamente después de 10 minutos aproximadamente.

NOTA: Si la temperatura medida es inferior a 90 °F (32,2 °C), en la pantalla LCD aparecerá “Lo” (Bajo). Si es superior a 109,9 °F (42,9 °C), aparecerá “Hi” (Alto) en la pantalla.

USO ORAL

- Antes de tomar la temperatura, no tome bebidas calientes o frías, no haga ejercicio ni fume, ni realice otras actividades que puedan subir o bajar la temperatura.
- La boca debe permanecer cerrada durante 5 minutos antes de intentar la medición.




- Coloque el extremo del dispositivo debajo de la lengua en los lugares indicados con el signo “✓” (vea el diagrama). Enseñe a los niños que no deben morder el dispositivo.

- El tiempo de medición aproximado es de 10 segundos. Abrir la boca o colocar de manera inadecuada el extremo del dispositivo, puede demorar el resultado.

USO AXILAR (AUXILIAR)

- Desde el punto de vista médico, este método siempre dará un resultado inexacto y no se debe utilizar si se requiere una medición precisa.
- Limpie la axila con una toalla seca.



- Coloque el extremo del dispositivo en la axila y baje el brazo contra el cuerpo. El sensor de medición debe apuntar hacia arriba paralelo al brazo.

- El tiempo de medición aproximado puede ser de 20 segundos o más, según la ubicación del dispositivo y del cierre del brazo contra el cuerpo.

USO RECTAL

- Normalmente se utiliza en bebés, niños pequeños o cuando es difícil tomar la temperatura oral o axilar.

- Después de colocar la cubierta en el termómetro, lubríquelo con una sustancia gelatinosa soluble en agua, como K-Y® Gel.
- Introduzca suavemente en el recto el extremo del dispositivo no más de 1/2 pulgada o 1,3 cm. No fuerce el extremo hacia el interior del recto si encuentra resistencia.
- Lave el termómetro como se recomienda.
- El tiempo de medición aproximado es de 8 a 10 segundos.
- Una vez que se haya utilizado el termómetro tomar la temperatura rectal, no debe utilizarse en forma oral por razones sanitarias.


INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Después de cada uso, lave el área que se extiende 2 pulgadas del extremo con agua jabonosa tibia y séquelo completamente.

o Después de cada uso, limpie el área que se extiende 2 pulgadas del extremo con alcohol isopropílico al 70%.

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

Cuando aparezca titilando la señal de “”, es necesario cambiar la batería. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de batería y proceda de la siguiente manera: quite la tapa del compartimiento de la batería. Utilice un instrumento no metálico para quitar la batería. Introduzca una batería nueva equivalente (1.5V o LR41). Asegúrese de que la batería esté ubicada correctamente con el signo “+” hacia arriba. Coloque cuidadosamente la tapa del compartimiento de la batería. Deseche la batería de manera adecuada, manténgala lejos del alcance de los niños pequeños y no la esponga al calor.



CAMBIO DE FAHRENHEIT A CELSIUS Y VICEVERSA

1. Con la unidad apagada, mantenga presionado el botón ON/ OFF (encendido/apagado) durante aproximadamente 4 segundos para cambiar la configuración actual.
2. Para convertir los resultados de °F a Celcius (°C) utilice la siguiente ecuación:
C° = 5/9 x (F° - 32)
3. El siguiente gráfico muestra algunas equivalencias entre Fahrenheit y Celsius:

F°	90.0°	92.0°	94.0°	96.0°	98.0°	100.0°	102.0°	104.0°	106.0°	108.0°
C°	32.2°	33.3°	34.4°	35.6°	36.7°	37.8°	38.9°	40.0°	41.1°	42.2°

ESPECIFICACIONES

RANGO	89,6 °F – 109,2 °F (32 °C – 42,9 °C)
RANGO DE EXACTITUD DE MEDICIÓN	± 0,2 °F desde 89,6 °F a 107,6 °F ± 0,4 °F menor a 89,6 °F ± 0,4 °F por encima de 107,6 °C ± 0,1 °C desde 32 °C a 42 °C ± 0,2 °C menor a 32 °C ± 0,2 °C por encima de 42 °C
RANGO DE ALMACENAMIENTO	14 °F a 131 °F (-10 °C a 55 °C cuando se almacena <95% RH
PANTALLA	0,1 °F (0,1 °C)
BATERÍA	Una batería de 1.5 V del tamaño de un botón
DURACIÓN DE LA BATERÍA	Aproximadamente 200 horas de funcionamiento continuo
DIMENSIONES PESO	4,9 x 0,9 x 0,4 (12,4 x 2,4 x 1,1 cm) Aproximadamente 12 gramos incluyendo la batería

REQUISITOS Y PAUTAS LEGALES

Este producto cumple con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos 93/42/EEC y lleva la marca CE. El dispositivo cumple también con las especificaciones del Estándar Europeo para termómetros clínicos – Parte 3:

Funcionamiento de los termómetros eléctricos compactos (no previsible y previsible) con el dispositivo al máximo. La marca CE confirma que éste es un dispositivo médico que tiene una función de medición conforme a la Ley de Dispositivos Médicos y que ha sido sometido a una evaluación de conformidad. Un organismo acreditado confirma que este producto cumple con todas las normas legales correspondientes.

CONFORMIDAD

- Instrucciones para el desecho de equipos electrónicos
- La batería de este producto cumple con los requisitos contemplados en las Directivas Europeas 2006/66/EEC.
- Equipo tipo B
- Este dispositivo cumple con la Directiva Europea 93/42 EEC para Productos Médicos.

GARANTÍA

A&D Medical le garantiza al primer comprador minorista que este termómetro digital no tendrá defectos de material ni de fabricación durante dos años desde la fecha de la compra. Esta garantía no cubre las baterías ni el daño resultante del manejo o uso indebido. Para reemplazar el producto, devuelva el termómetro, con transporte y seguro prepago, junto con la factura de compra y los gastos de envío aplicables a A&D Medical a la dirección que figura a continuación. Llame sin cargo a la Línea de salud de A&D Medical al 1-888-726-9966 para averiguar sobre los gastos de envío y obtener más información. El producto será reemplazado por uno nuevo o por un producto reparado de valor equivalente, a criterio de A&D. LA GARANTÍA Y EL RECURSO ANTERIORMENTE MENCIONADOS SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA. Algunos estados pueden tener leyes que modifiquen esta garantía.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nuestros productos están diseñados y fabricados conforme a los métodos científicos y tecnológicos más modernos, y ofrecen métodos precisos y fáciles de usar en el hogar. Nuestra línea completa de productos incluye:


- Monitores digitales de presión arterial
- Monitores manuales de presión arterial
- Brazaletes para presión arterial
- Productos inalámbricos
- Balanza de uso personal
- Monitores de actividades
- Termómetros digitales
- Estetoscopios

Este producto de medición de presión arterial de A&D cuenta con una garantía de dos años.

Fabricado para:
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
andmedical.com

Distribuido en Canadá por:
Auto Control Médical
Una Empresa de A&D
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario
L5N 5R8 Canada
LifeSourceCanada.com
1-800-461-0991

Instructions relatives au thermomètre numérique - Modèle DT-105



Félicitations pour votre achat de ce thermomètre numérique à lecture rapide Flex Tip de A&D Medical. Veuillez lire attentivement les instructions afin de garantir des températures précises et un fonctionnement sûr. Utilisé de manière appropriée, ce produit de haute qualité vous procurera de nombreuses années de service précis et fiable.


INDICATIONS POUR L'UTILISATION (ALL CAPS)

Le thermomètre numérique fournit une lecture rapide et très précise de la température corporelle d'un individu. Le thermomètre numérique est destiné à mesurer la température du corps humain en mode normal par voie orale, rectale ou sous le bras, et l'appareil est réutilisable pour un usage clinique ou domestique sur des personnes de tous âges.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- ☞ Une fièvre élevée et prolongée nécessite des soins médicaux (plus de 37,8 °C) pour les jeunes enfants. En cas de forte fièvre, veuillez contacter votre médecin.
- ☞ Ne permettez pas aux enfants de prendre leur température sans surveillance.
- ☞ Lisez attentivement les instructions ci-jointes pour vous assurer que les relevés de température sont exacts.
- ☞ La mesure de la température dépend de nombreux facteurs, notamment de l'exercice physique, de la consommation de boissons chaudes ou froides avant la prise de température et de la technique utilisée.
- ☞ Ne permettez pas aux enfants de marcher ou de courir pendant la prise de température. Cela pourrait présenter un risque d'étouffement.
- ☞ Les températures buccale, aisselle et rectale varient d'environ 0,5°C.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU PRODUIT

- Fonction de mémoire : rappel automatique de la dernière mesure de température.
- émet des bips lorsque la température maximale est atteinte.
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes environ.
- Le thermomètre est étanche.
- Batterie longue durée, remplaçable (environ 3 000 températures).
- Indicateur de batterie faible «  ».
- Utilisation par voie orale, rectale ou sous les bras.

ENTRETIEN DU PRODUIT

- Le thermomètre doit être nettoyé après chaque utilisation, même lorsque des capuchons de sonde sont utilisés.
- Nettoyez la pointe du thermomètre et la sonde à l'aide d'alcool isopropylique ou de savon et d'eau.
- Ne faites pas bouillir le thermomètre.
- Rangez l'appareil dans son étui de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne l'entrez pas et ne le conservez pas à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

- N'ouvrez pas le thermomètre, sauf pour remplacer la pile.
- Ne faites pas tomber le thermomètre, car cela pourrait casser l'appareil.
- N'essayez pas de démonter l'appareil, sauf pour remplacer la pile.

QU'EST-CE QU'UNE TEMPÉRATURE « NORMALE » ?

Les relevés de température varient d'un individu à l'autre. Une température normale correspond à la température moyenne de chaque individu lorsqu'il est en bonne santé. Les températures moyennes normales vont de 97°F/36,1°C à 100°F/37,7°C lorsqu'elles sont prises oralement. La température rectale est considérée comme la température corporelle effective. Une température rectale est supérieure de 1°F/0,5°C à une prise orale et une température aux aisselles est inférieure de 1°F/0,5°C à une prise orale.

COMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE


1. Sélectionnez la voie orale, aisselle ou rectale comme site de mesure (voir instructions suivantes).
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF. Le thermomètre émettra un bip et l'écran affichera tous les symboles. Il s'agit d'un contrôle de fonctionnement indiquant que l'appareil fonctionne correctement. Si une mesure précédente est enregistrée en mémoire, le thermomètre affiche la dernière température pendant deux secondes. Le thermomètre est alors prêt pour la mesure. Commencez la mesure.
3. Lorsque le symbole °F/°C cesse de clignoter, le thermomètre émet un bip pendant environ 10 secondes pour indiquer que la mesure de la température est terminée.
4. Lisez et notez la température et l'heure pour vous y référer. La lecture sera automatiquement stockée dans la mémoire jusqu'à ce qu'une autre lecture soit effectuée ou que les piles soient retirées du thermomètre.
5. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil. Si vous n'éteignez pas l'appareil, il s'arrêtera automatiquement dans environ 10 minutes.

NOTE : Si la température mesurée est inférieure à 90° F (32,2° C), l'écran LCD affiche « Lo ». Si elle est supérieure à 109,9° F (42,9° C), la mention « Hi » sera affichée.

UTILISATION ORALE

- Ne buvez pas de liquides chauds ou froids, ne faites pas d'exercice, ne fumez pas et n'effectuez pas d'autres activités qui font monter ou baisser la température juste avant de prendre la mesure.
- La bouche doit rester fermée jusqu'à 5 minutes avant d'effectuer une mesure.




- Placez la pointe de la sonde bien sous la langue aux endroits indiqués par le «  » (voir schéma). Demandez aux enfants de ne pas mordre la sonde.

- La durée approximative de la mesure est de 10 secondes. Ouvrir la bouche ou placer la pointe de la sonde de façon incorrecte peut allonger le temps de lecture.

UTILISATION SOUS LES AISSELLES (AUXILIAIRE)

- D'un point de vue médical, cette méthode donnera toujours une lecture inexacte et ne devrait pas être utilisée si une mesure précise est nécessaire.
- Nettoyez vos aisselles à l'aide de serviettes sèches.



- Placez la pointe de la sonde sous l'aisselle et ramenez le bras contre le corps. La sonde de mesure doit être orientée vers le haut, en parallèle avec le bras.

- La durée approximative de la mesure peut être de 20 secondes ou plus selon le placement de la sonde et de la pression du bras contre le corps.

USAGE RECTAL

- Couramment utilisé pour les bébés, les jeunes enfants ou lorsqu'il est difficile de prendre la température par voie orale ou sous les aisselles.

- Après avoir placé le couvercle de la sonde sur le thermomètre, lubrifiez avec une gelée hydrosoluble comme la K-Y Jelly®.

- Insérez délicatement la pointe de la sonde dans le rectum, à une distance maximale de 1,3 cm ou 1/2 pouce. Ne forcez pas la pointe dans le rectum si vous rencontrez une résistance.

- Lavez le thermomètre comme recommandé.

- La durée approximative de la mesure est de 8 à 10 secondes.

- Une fois utilisé par voie rectale, le thermomètre ne doit pas être utilisé par voie orale par souci d'hygiène.


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



Lavez la zone s'étendant à environ 5 cm de l'extrémité avec de l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation et séchez-la soigneusement.

ou

Essuyez la surface qui s'étend à environ 5 cm de la pointe avec de l'alcool isopropylique à 70 % après chaque utilisation.

CHANGER LA PILE

Lorsque le «  » apparaît et clignote, la pile doit être remplacée. Veuillez à utiliser le même type de pile et procédez comme suit : Retirez le couvercle du compartiment de la pile. Utilisez une sonde non métallique pour retirer la pile. Insérez une nouvelle pile de type équivalent (1,5V ou LR41). Assurez-vous que la pile est correctement positionnée, avec le « + » vers le haut. Remettez soigneusement le couvercle du compartiment à pile en place. Jetez la pile de manière appropriée, en la tenant à l'écart des enfants et de la chaleur.



PASSER DU FAHRENHEIT AU CELSIUS

1. L'appareil étant éteint, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes pour modifier le réglage actuel.

2. Pour convertir les résultats indiqués en F° en Celsius (C°), utilisez l'équation suivante :

$$C^{\circ} = 5/9 \times (F^{\circ} - 32)$$

3. Voici un tableau utile montrant quelques équivalences en Fahrenheit et Celsius:

F°	90.0°	92.0°	94.0°	96.0°	98.0°	100.0°	102.0°	104.0°	106.0°	108.0°
C°	32.2°	33.3°	34.4°	35.6°	36.7°	37.8°	38.9°	40.0°	41.1°	42.2°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERVALLE 89,6°F - 109,2°F (32,0°C - 42,9°C)

MESURE DE PRÉCISION
INTERVALLE ± 0,2°F pour 89,6°F à 107,6°F
± 0,4°F moins de 89,6°F
± 0,4°F au-dessus de 107,6°F
± 0,1°C pour 32,0°C à 42,0°C
± 0,2°C moins de 32,0°C
± 0,2°C au-dessus de 42,0°C

INTERVALLE DE STOCKAGE 14°F to 131°F (-10°C to 55°C)
lorsqu'il est stocké ≤ 95% RH

DISPLAY 0.1°F (0.1°C)

BATTERIE Une pile bouton de 1,5 V

DURÉE DE VIE DE BATTERIE Environ 200 heures de fonctionnement continu

DIMENSIONS 4.9 x 0.9 x 0.4" (12.4 x 2.4 x 1.1 cm)

POIDS Environ 12 grammes y compris la batterie

EXIGENCES ET LIGNES DIRECTRICES JURIDIQUES

Ce produit est conforme à la directive européenne pour les dispositifs médicaux 93/42/CEE et porte la marque CE. L'appareil est également conforme aux spécifications de la norme européenne pour les thermomètres cliniques - Partie 3 :

Performances des thermomètres électriques compacts (non prédictifs et prédictifs) avec dispositif maximum. Le marquage CE confirme qu'il s'agit d'un dispositif médical ayant une fonction de mesure au sens de la loi sur les dispositifs médicaux, qui a fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité. Un organisme notifié confirme que ce produit satisfait à toutes les réglementations légales appropriées.

CONFORMITÉ



Instructions relatives à l'élimination des produits pour les appareils électroniques



La batterie de ce produit est conforme aux exigences énoncées dans les directives européennes 2006/66/CEE.



Équipement de type B



Ce dispositif est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux produits médicaux.

GARANTIE

A&D Medical garantit au consommateur que ce thermomètre numérique est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les préjudices résultant d'une mauvaise manipulation ou d'une mauvaise utilisation. Pour obtenir un produit de remplacement, veuillez retourner le produit, port et assurances payés, accompagné d'une preuve d'achat et des frais d'expédition applicables, à A&D Medical à l'adresse ci-dessous. Appelez la ligne d'information médicale de A&D Medical au 1-888-726-9966 pour connaître les frais d'expédition et obtenir de plus amples renseignements. Au choix de A&D Medical, le produit sera remplacé par un produit neuf ou remis à neuf de même valeur. LA GARANTIE ET LE RECOURS PRÉVUS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. Certains états peuvent avoir des lois qui modifient cette garantie.

CONTACT

Nos produits sont conçus et fabriqués selon les méthodes scientifiques et technologiques les plus récentes, et offrent des options de surveillance et de traitement à domicile précises et faciles à utiliser. Notre gamme complète de produits comprend :

- Tensiomètres numériques
- Tensiomètres manuels
- Brassards de tension artérielle
- Produits sans fil
- Échelles de santé personnelles
- Moniteurs d'activité
- Thermomètres numériques
- Stéthoscopes

Ce produit A&D pour la pression artérielle est couvert par une garantie de deux ans.

Fabriqué pour:
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
andmedical.com

Distribué au Canada par:
Auto Control Médical
Une Compagnie A&D
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario
L5N 5R8 Canada
LifeSourceCanada.com
1-800-461-0991

