

# FA

## IMPORTANTCE et SIGNES AVANT-COUREURS

La **fibrillation atriale** (FA) est un type d'arythmie (ou pouls irrégulier).

- L'atrium du cœur se contracte de manière anormale.
- Il s'agit de l'un des types d'arythmie les plus courants.

Le risque de souffrir de fibrillation atriale **AUGMENTE** avec :

- **l'âge** (*âge médian : environ 75 ans*);
- **le diabète**;
- **l'hypertension artérielle**;
- **une maladie cardiaque sous-jacente.**

Touche plus de  
**200 000**  
**CANADIENS ET**  
**CANADIENNES**

La FA peut mener à d'autres problèmes de santé.



AVC



Insuffisance  
cardiaque



Autres  
problèmes  
de rythme  
cardiaque



Fatigue  
chronique




Apport  
sanguin  
insuffisant

## RÉDUIRE LE RISQUE DE FA RÉDUIT LE RISQUE D'AVC



La FA **AUGMENTE**  
le risque d'**AVC**  
de **5** fois.



**1** AVC sur **4**  
est attribuable à la FA  
(après l'âge de 40 ans)

# Tensiomètres LifeSource

## PRÉCISION CLINIQUE éprouvée et TECHNOLOGIE AFib+

- Décèle la FA pendant la mesure de la tension artérielle.
- Avertit le patient lorsqu'il doit communiquer avec son fournisseur de soins de santé pour obtenir une évaluation approfondie.



Recommended by  
Recommandé par  
**Hypertension Canada**  
Silver | Argent



## FONCTIONNEMENT

Le tensiomètre décèle le rythme cardiaque qui est **inférieur de 15 % ou supérieur de 15 % au rythme moyen décelé** pendant la mesure de la tension artérielle.



Lorsque le tensiomètre décèle un rythme irrégulier durant la mesure de la tension artérielle, l'indicateur AFib+ apparaît à l'écran.



Indication de FA lors  
d'une seule mesure



VALIDÉ EN  
CLINIQUE

## VALEUR CLINIQUE – Solution tout-en-un

- Automesure précise de la tension artérielle pour la prise en charge de l'hypertension
- Indication de FA et autres battements cardiaques irréguliers pour avertir les patients lorsqu'une évaluation approfondie par un professionnel de la santé s'avère nécessaire