

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :



Embout souple



Mesure en 10 secondes



Rappel de la dernière mesure
en mémoire



Mesure en Celsius ou
Fahrenheit



Résistant à l'eau



Garantie de 2 ans

Lectures de température précises en appuyant sur un seul bouton

Ce thermomètre facile à utiliser, muni d'un embout souple pour un confort accru, mesure la température en 10 secondes et peut afficher les mesures en Fahrenheit ou en Celsius. Les mesures peuvent être prises par la bouche, le rectum ou sous le bras.

Parmi les caractéristiques, mentionnons la lecture de la température, un rappel de la dernière mesure en mémoire, un signal sonore lorsque la mesure est terminée et un arrêt automatique. Le thermomètre vient avec un étui protecteur de transport pour l'entreposer en toute sécurité, ainsi qu'avec un manuel d'utilisation trilingue en anglais, en espagnol et en français.

Spécifications techniques

Dimensions du thermomètre (Lx-PxH) (cm)	12,4 x 1,2 x 2,4 cm (4,9 x 0,5 x 0,9 po)
Poids (kg)	12 grammes (0,42 oz) y compris la pile
Plage de mesure	32,0 à 42,9°C (89,6°F à 109,2°F)
Précision de mesure	± 0,1°C (± 0,2°F)
Alimentation	Une pile bouton de 1,5 V
Intervalle d'entreposage	-10°C à 55°C (14°F à 131°F) lorsqu'il est entreposé à <= 95 % HR
Durée de lecture	10 secondes
Nombre de mesures (pile)	Environ 200 heures de fonctionnement continu

Spécifications d'emballage et d'expédition

	Dimensions (LxLxH) (cm)	Poids	Volume de chaque article (pied cube)	UPC / GTIN
Chaque unité	10,4 x 2,3 x 20,5 cm (4,1 x 0,9 x 8,1 po)	55 grammes (1,94 oz)		0 93764 60312 9
Caisse (20 unités)	22,8 x 22,8 x 11,4 cm (9 x 9 x 4,5 po)	1,4 kg (48 oz)	0,21	1 00 93764 60312 6
Caisse (200 unités)	61 x 48,3 x 25,4 cm (24 x 19 x 10 po)	13,6 kg (30 lb)	2,70	2 00 93764 60312 3

Contenu de la boîte

- 1 thermomètre (pile préinstallée)
- 1 manuel d'utilisation
- 1 étui

Santé Canada : 105058